



Anthogyr
2237 Av. André Lasquin
74700 Sallanches – France

www.anthogyr.com
E-mail: contact@anthogyr.com
Phone: +33(0)4 50 58 02 37

Validity Date : 2022-02
REF: 063EMPR-TRAD_NOT
Index: B

Tradycyjne elementy wyciskowe Axiom® Instrukcja użytkowania

1. Opis produktu

Urządzenie	Zakres	Dostarczane ze śrubą	Materiał	
Analogi	Analogi implantów	Axiom® BL	Tak	Tytan (Ti6Al4V ELI)
		Axiom® TL	Nie	
		Axiom® 2.8	/	
	Analogi łączników	Axiom® BL	/	
		Axiom® 2.8	/	
		Multi-Unit	Tak	
Wciskane transfery wyciskowe	Wciskane transfery implantów	Axiom® BL	Tak	Tytan (Ti6Al4V ELI)
		Axiom® TL	Tak	
		Axiom® 2.8	/	
	Wciskane transfery łączników	inLink®	/	
		Axiom® BL	/	Polieteroeteroketon (PEEK)
		Axiom® 2.8	/	Tytan (Ti6Al4V ELI)
Pobierane transfery wyciskowe	Pobierane transfery implantów	Axiom® BL	Tak	Tytan (Ti6Al4V ELI)
		Axiom® TL		
		inLink®		
	Pobierane transfery łączników	Multi-Unit		
Pierścienie wyciskowe	Axiom® BL	Nie	Polipropylen (PP)	

Tradycyjne elementy wyciskowe Axiom® obejmują analogi, transfery wyciskowe i pierścienie wyciskowe. Niniejsza instrukcja użytkowania dotyczy następujących tradycyjnych elementów wyciskowych Axiom®:

- Analogi
- Wciskane transfery wyciskowe
- Pobierane transfery wyciskowe
- Pierścienie wyciskowe

2. Przeznaczenie

Tradycyjne elementy wyciskowe Axiom® są przeznaczone do stosowania podczas konwencjonalnych procedur wyciskowych w celu przeniesienia pozycji implantu lub łącznika z jamy ustnej pacjenta do modelu wzorcowego po wszczępieniu w jamie ustnej.

Analogi są przeznaczone do umieszczenia w modelu wzorcowym w celu odwzorowania sytuacji klinicznej implantu lub łącznika w jamie ustnej, do wykorzystania w projektowaniu i/lub wytwarzaniu uzupełnień poza jamą ustną.

Transfery wyciskowe są przeznaczone do zamocowania na odpowiednim implancie stomatologicznym lub łączniku do użytku wewnątrzustnego w celu przeniesienia pozycji, osi i orientacji implantu lub łącznika z jamy ustnej pacjenta na model wzorcowy, przy użyciu metod wyciskowych z otwartą lub zamkniętą tacą.

Pierścienie wyciskowe są przeznaczone do mocowania wyłącznie na pobieranych transferach wyciskowych Axiom® BL do użytku wewnątrzustnego w celu zarejestrowania precyzyjnego profilu wygojonych dziąseł.

3. Wskazania

Tradycyjne elementy wyciskowe Axiom® są częścią systemów implantów Axiom®, wskazania dla których są podane w instrukcjach użytkowania odpowiednich implantów.

4. Rodzaj pacjenta i przewidywany użytkownik

Tradycyjne elementy wyciskowe Axiom® są przeznaczone dla osób dorosłych wymagających uzupełnienia jednego lub wielu zębów, u których nie występują żadne problemy określone w sekcji „Przeciwwskazania”. Tradycyjne elementy wyciskowe Axiom® muszą być stosowane przez chirurga lub dentystyczny personel laboratoryjny przeszkolony w zakresie implantologii stomatologicznej.

5. Przeciwwskazania

Alergia lub nadwrażliwość na składniki chemiczne zawarte w użytych materiałach i wymienione w sekcji „Opis produktu”.

6. Ostrzeżenie

Zabieg wszczępienia implantu jest skomplikowanym zabiegiem stomatologicznym. Nieprawidłowe techniki mogą spowodować uszkodzenie implantu i/lub utratę podparcia kostnego. Wymagane jest odpowiednie szkolenie i kwalifikacje oraz dobra znajomość technik chirurgicznych z użyciem produktów Anthogyr. Firma Anthogyr oferuje szkolenia specjalistyczne.

7. Uwaga/przestroga

Zastosowanie kliniczne:

- Wyroby jednorazowego użytku: nie używać ponownie ani nie sterylizować. Ryzyko skażenia i ryzyko zmiany powierzchni użytkowych.
- O ile to możliwe, urządzenia muszą być mocno przymocowane, aby uniknąć wdychania lub połknięcia części podczas stosowania wewnątrzustnego.
- Analogi powinny być stosowane tylko raz, aby zagwarantować integralność i precyzję konstrukcji elementu, a w szczególności połączenia.
- Indeksowane transfery pobierane Axiom® TL nie powinny być używane do pobierania wielu wycisków: istnieje ryzyko, że wycisk nie będzie mógł być usunięty.
- Transferów wciskanych inLink® nie należy stosować w przypadku rozbieżności osi powyżej 20° pomiędzy dwoma implantami: istnieje ryzyko, że wycisk nie będzie mógł być usunięty.

Przeróbka elementów:

Elementów nie należy w żaden sposób modyfikować.

Informacje na temat bezpieczeństwa dotyczące obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI):

Bezpieczeństwo i kompatybilność urządzeń Anthogyr, które pozostają w ciele pacjenta, nie zostały ocenione w środowisku rezonansu magnetycznego (MR). Nie zostały one przetestowane pod kątem gromadzenia się ciepła, migracji lub artefaktów w środowiskach MR. Bezpieczeństwo stosowania urządzeń Anthogyr w środowisku MR nie jest znane. Przeprowadzenie badania MRI u pacjenta noszącego takie urządzenie może skutkować urazem ciała.

8. Ryzyko rezydualne i działania niepożądane

Na kliniczny wynik leczenia stomatologicznego ma wpływ wiele czynników. Poniższe ryzyka rezydualne i możliwe skutki uboczne są powiązane z użyciem tradycyjnych elementów wyciskowych Axiom® i mogą prowadzić do dodatkowego leczenia dentystycznego w gabinecie.

Ryzyka rezydualne:

- dodatkowe leczenie w gabinecie stomatologicznym
- problemy ze zgryzem/żuciem/fonetyką
- krwawienie
- uszkodzenie kości
- uszkodzenie zębów sąsiednich/przeciwległych
- dyskomfort

- reakcje nadwrażliwości/alergiczne
- urazy dziąseł
- podrażnienie/stan zapalny
- miejskowy lub układowy stan zapalny (w tym zapalenie tkanek wokół implantu, zapalenie przyzębia, zapalenie dziąseł, przetoka)
- ból miejscowy
- dłuższy niż oczekiwany czas powrotu do sprawności/czas gojenia
- utrata implantu
- uszkodzenie nerwu, które może skutkować przewlekłym bólem
- niekorzystny rezultat estetyczny
- możliwość wydłużenia zabiegu chirurgicznego
- ryzyko konieczności chirurgicznej eksplantacji implantu
- ryzyko połknięcia/aspiracji do dróg oddechowych niewielkich części podczas zabiegu
- ponowne wezwanie do gabinetu stomatologicznego

Skutki uboczne:

- opuchlizna
- miejskowy stan zapalny
- zasinienie
- resorpcja kości wyrostka zębodołowego szczęki/żuchwy
- miejskowy stan zapalny
- niewielkie krwawienia

9. Informacje o kompatybilności

Implanty i elementy protetyczne Anthogyr są dostępne w wielu różnych konfiguracjach. Tylko części firmy Anthogyr kompatybilne z połączeniem implantu są odpowiednie do użycia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręcznikach wymienionych w sekcji „Dalsze informacje”.

ANALOG			TRANSFER	
Połączenie	Analogi implantu/łącznika	Powiązana śruba analogowa	Transfer pobierany	Transfer wciskany
Axiom® Bone Level	Analog implantu Axiom® BL	OPTS161	Transfer pobierany Axiom® BL Pierścień wyciskowy	Transfer wciskany Axiom® BL
Axiom® Bone Level	Standardowy analog łącznika Axiom® BL	/	/	Standardowy transfer łącznika
Axiom® Tissue Level M1.6	Analog implantu Axiom® TL	/	Indeksowany transfer pobierany Axiom® TL	Indeksowany transfer wciskany Axiom® TL
Axiom® Tissue Level inLink®			Transfer pobierany inLink®	Transfer wciskany inLink®
Axiom® 2.8	Analog implantu Axiom® 2.8	/	/	Wciskany transfer implantu

ANALOG			TRANSFER	
Połączenie	Analogi implantu/łącznika	Powiązana śruba analogowa	Transfer pobierany	Transfer wciskany
Axiom® 2.8	Analog łącznika Axiom® 2.8	/	/	Wciskany transfer łącznika
Multi-Unit	Analog łącznika Multi-Unit	MU141	Transfer pobierany Multi-Unit	Transfer wciskany Multi-Unit

10. Czyszczenie i dezynfekcja

Transfery wyciskowe i pierścienie wyciskowe są dostarczane w stanie niesterylnym, w białym opakowaniu. Przed obróbką należy wyjąć elementy z opakowania. Nie należy używać elementów, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Muszą one być czyste i odkażone przed użyciem i po każdym użyciu w przypadku elementów wielokrotnego użytku. Firma Anthogyr zaleca postępowanie zgodne z protokołem opisanym w instrukcji czyszczenia i sterylizacji dostępnej na stronie ifu.anthogyr.com lub na żądanie od firmy Anthogyr pod powyższym adresem.

Informacje na temat sterylizacji znajdują się w sekcji „Sterylizacja”.

11. Sterylizacja

Transfery wyciskowe i pierścienie wyciskowe dostarczone w formie niesterylnej należy wysterylizować przed użyciem. Firma Anthogyr zaleca postępowanie zgodne z protokołem opisanym w instrukcji czyszczenia i sterylizacji dostępnej na stronie ifu.anthogyr.com lub na żądanie od firmy Anthogyr pod powyższym adresem.

Po przeprowadzeniu sterylizacji należy przestrzegać zasad jałowości.

12. Protokół użycia

Szczegółowe instrukcje krok po kroku można znaleźć w broszurach wymienionych w sekcji „Dalsze informacje”.

Axiom® BL

A. Pobieranie wycisku na implancie

Pobieranie wycisku:

- Oczyszczyć i wysterylizować (patrz „Czyszczenie i dezynfekcja” oraz „Sterylizacja”) transfer implantu.
- W przypadku stosowania pierścieni wyciskowych należy nałożyć pierścień wyciskowy (odpowiadający wybranemu profilowi wyłonięcia) na transfer pobierany. Pierścień wyciskowy musi stykać się z pierwszym rowkiem transferowym.
- Wprowadzić transfer wciskany lub pobierany do implantu i dokręcić śrubę transferową przy użyciu klucza sześciokątnego (umiarkowane dokręcanie ręczne <10 N.cm).
- Pobrać wycisk z zamkniętej kasety (technika wciskana) lub z otwartej kasety (technika pobierana).
- Odkręcić śrubę transferową wciskaną lub pobieraną z implantu.

Przygotowanie modelu wzorcowego:

- Umieścić analog na transferze:
 - Pobierany: Ręcznie dokręcić pobieraną śrubę transferową (umiarkowane dokręcenie ręczne z momentem <10 N*cm). Dokręcić śrubę, utrzymując analog na poziomie punktu płaskiego.
 - Wciskany: Ręcznie dokręcić transfer wciskany (umiarkowane dokręcenie ręczne z momentem <10 N*cm) do analogu. Umieścić ponownie ze spół w materiale wycisku.
- Przygotować model główny.

B. Pobieranie wycisku na łączniku standardowym

Pobieranie wycisku:

- Oczyszczyć i wysterylizować (patrz „Czyszczenie i dezynfekcja” oraz „Sterylizacja”) transfer łącznika.
- Umieścić transfer wyciskowy na górnej powierzchni standardowego łącznika tytanowego.
- Utrzymać lekki nacisk, wykonując ruch obrotowy w celu wyrównania transferu z łącznikiem.
- Po zapewnieniu indeksacji należy docisnąć transfer do nieobrobionego łącznika, aż do jego zatrzasknięcia.
- Wykonać wycisk przy zamkniętej kasecie (technika wciskana)

Przygotowanie modelu wzorcowego:

- Wsunąć analog zaczepu w transferze do wnętrza wycisku (aż do usłyszenia kliknięcia) po uprzedniej wizualizacji względnej pozycji transferu w wycisku.
- Sprawdzić, czy analog jest prawidłowo zamocowany w wycisku (w razie potrzeby powtórzyć procedurę).
- Przygotować model główny.

Axiom® TL

A. Pobieranie wycisku przy użyciu transferów indeksowanych

indeksowanych

Pobieranie wycisku:

- Oczyszczyć i wysterylizować (patrz „Czyszczenie i dezynfekcja” oraz „Sterylizacja”) transfer indeksowany.
- Przykręcić transfer wciskany lub pobierany do implantu za pomocą klucza sześciokątnego (umiarkowane dokręcenie ręczne z momentem <10 N*cm).
- Pobrać wycisk z zamkniętej kasety (technika wciskana) lub z otwartej kasety (technika pobierana).
- Odkręcić śrubę transferową wciskaną lub pobieraną z implantu.

Przygotowanie modelu wzorcowego:

- Wybrać analog odpowiadający platformom transferowym pomiędzy 2 dostępnymi średnicami (N: Ø4,0 mm i R: Ø4,8 mm).
- Umieścić analogi na transferach:
 - Pobierany: Ręcznie dokręcić pobierane śruby transferową (umiarkowane dokręcenie ręczne z momentem <10 N*cm). Dokręcić śrubę, utrzymując analog na poziomie punktu płaskiego.
 - Wciskany: Ręcznie dokręcić transfer wciskany (umiarkowane dokręcenie ręczne z momentem <10 N*cm) do analogu. Umieścić ponownie ze spół w materiale wycisku.
- Przygotować model główny.

B. Pobieranie wycisku przy użyciu nieindeksowanych transferów inLink®

Pobieranie wycisku:

1. Oczyszczyć i wysterylizować (patrz „Czyszczenie i dezynfekcja” oraz „Sterylizacja”) transfer nieindeksowane inLink®.
2. Przykręcić transfer wciskany lub pobierany na każdym połączeniu inLink® za pomocą klucza sześciokątnego (umiarkowane dokręcenie ręczne z momentem <math>< 10 \text{ N} \cdot \text{cm}</math>).
3. Pobrać wycisk z otwartej kasety (technika pobierana) lub z zamkniętej kasety (technika wciskana).
4. Odkręcić śrubę transferową wciskaną lub pobieraną z implantu.

Przygotowanie modelu wzorcowego:

1. Wybrać analog odpowiadający platformom transferowym między 2 dostępnymi średnicami (N: $\varnothing 4,0$ i R: $\varnothing 4,8$).
2. Umieścić analogi na transferach:
 - Pobierany: Ręcznie dokręcić pobierane śruby transferową (umiarkowane dokręcenie ręczne z momentem <math>< 10 \text{ N} \cdot \text{cm}</math>). Dokręcić śruby, utrzymując analog na poziomie punktu płaskiego.
 - Wciskany: Dokręcić ręcznie transfer wciskane w analogach (umiarkowane dokręcenie ręczne z momentem <math>< 10 \text{ N} \cdot \text{cm}</math>) i ponownie umieścić zespoły w materiale wycisku.
3. Przygotować model główny.

Axiom® 2.8

A. Pobieranie wycisku na implancie

Pobieranie wycisku:

1. Oczyszczyć i wysterylizować (patrz „Czyszczenie i dezynfekcja” oraz „Sterylizacja”) transfer implantu.
2. Włożyć transfer do implantu i lekko docisnąć.
3. Wykonać wycisk przy zamkniętej kasecie (technika wciskana)
4. Wyjąć transfer wciskany z implantu przy użyciu szczypic dentystycznych.

Przygotowanie modelu wzorcowego:

1. Umieścić analog na transferze. Umieścić ponownie zespół w materiale wycisku.
2. Wykonać model główny przy użyciu analogu implantu.

B. Pobieranie wycisku na łączniku

Pobieranie wycisku:

1. Oczyszczyć i wysterylizować (patrz „Czyszczenie i dezynfekcja” oraz „Sterylizacja”) transfer łącznika.
2. Umieścić transfer na uszkodzonym łączniku, zwracając uwagę na to, aby umieścić go na płaskiej powierzchni łącznika.
3. Po umieszczeniu indeksu należy docisnąć transfer do nieobrobionego łącznika.
4. Wykonać wycisk przy zamkniętej kasecie (technika wciskana)

Przygotowanie modelu wzorcowego:

1. Wprowadzić analog łącznika (dostępny jest tylko jeden dla wszystkich kątów) w transferze do wnętrza wycisku, po uprzedniej wizualizacji względnej pozycji transferu w wycisku.
2. Sprawdzić, czy analog jest prawidłowo zamocowany w wycisku (w razie potrzeby powtórzyć procedurę).
3. Przygotować model główny.

Multi-Unit

Pobieranie wycisku:

1. Oczyszczyć i wysterylizować (patrz „Czyszczenie i dezynfekcja” oraz „Sterylizacja”) transfer łączników.
2. Przykręcić transfer wciskane lub pobierane do górnej części łączników Multi-Unit za pomocą klucza sześciokątnego (umiarkowane dokręcenie ręczne z momentem <math>< 10 \text{ N} \cdot \text{cm}</math>).
3. Pobrać wycisk z zamkniętej kasety (technika wciskana) lub z otwartej kasety (technika pobierana).
4. Odkręcić śrubę transferową wciskaną lub pobieraną z łącznika.

Przygotowanie modelu wzorcowego:

1. Umieścić analogi łączników Multi-Unit na transferach:
 - Pobierany: Ręcznie dokręcić pobierane śruby transferową (umiarkowane dokręcenie ręczne z momentem <math>< 10 \text{ N} \cdot \text{cm}</math>). Dokręcić śruby, utrzymując analog na poziomie punktu płaskiego.
 - Wciskany: Dokręcić ręcznie transfer wciskane w analogach łączników Multi-Unit (umiarkowane dokręcenie ręczne z momentem <math>< 10 \text{ N} \cdot \text{cm}</math>) i ponownie umieścić zespoły w materiale wycisku.
2. Przygotować model główny.

13. Dalsze informacje

Dodatkowe informacje na temat zastosowania produktów firmy Anthogyr można uzyskać od lokalnego przedstawiciela firmy Anthogyr lub działu obsługi klienta firmy Anthogyr, jak również w witrynie ifu.anthogyr.com i www.anthogyr.com.

Bardziej szczegółowe informacje na temat *tradycyjnych elementów wyciskowych Axiom®* można znaleźć w dokumencie:

- *Protetyczna instrukcja użytkownika Axiom® Multi Level® (AXIOM-MLP_NOT)*
- *Instrukcja użytkownika Axiom® 2.8 (AXIOM2-8_NOT)*.

14. Przechowywanie

Te wyroby należy przechowywać w czystym, suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Niewłaściwe przechowywanie może spowodować pogorszenie istotnych cech materiałów i konstrukcji, co może prowadzić do awarii urządzenia.

15. Utylizacja odpadów

Odpady powstałe w wyniku interwencji (opakowania, wyjęte części itp.) muszą być traktowane jako odpady medyczne na odpowiedzialność użytkownika.

16. Informacje dla pacjentów

Pacjenci muszą akceptować regularne kontrole lekarskie i powinni konsultować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek nieoczekiwanych zmian w działaniu rekonstrukcji protetycznej.

Pacjenci muszą być poinformowani o konieczności zapewnienia regularnej higieny jamy ustnej.

Pacjentowi należy zalecić zachowanie ostrożności przez kilka pierwszych tygodni po zabiegu.

17. Uwagi

Lekarz musi dysponować niezbędną wiedzą do wykonywania zawodu implantologa dentystycznego i znać instrukcje postępowania z produktami Anthogyr opisane w tym dokumencie, aby bezpiecznie stosować produkty Anthogyr zgodnie z ich instrukcją użycia.

Produkty firmy Anthogyr muszą być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta. Chirurg stomatolog jest wyłącznie odpowiedzialny za właściwe stosowanie produktów firmy Anthogyr zgodnie z instrukcją użycia oraz za określenie, czy produkt jest odpowiedni dla danej sytuacji pacjenta.

Produkty firmy Anthogyr są częścią kompletnego asortymentu i muszą być używane w połączeniu z odpowiednimi oryginalnymi komponentami i instrumentami dystrybuowanymi przez Anthogyr, jej firmę macierzystą oraz wszelkie filie i oddziały firmy macierzystej („Straumann”). Używanie produktów innych firm, które nie są dystrybuowane przez firmę Anthogyr, unieważnia wszelkie gwarancje i inne zobowiązania, wyraźne lub dorozumiane, firmy Anthogyr. Wszelkie problemy związane z produktem muszą być zgłaszane do lokalnego oddziału Anthogyr wraz z produktem, o którym mowa. W przypadku poważnego incydentu użytkownik musi złożyć raport do lokalnego oddziału firmy Anthogyr i odpowiednich władz zgodnie z lokalnymi przepisami. Firma Anthogyr oferuje także serwis składania skarg online w zainteresowanych krajach.

18. Ważność

Publikacja niniejszego dokumentu zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Anthogyr wszelkie prawa zastrzeżone.

Anthogyr® i/lub inne znaki handlowe i loga Anthogyr® wymienione w niniejszym dokumencie są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Anthogyr.

19. Dostępność

Niektóre komponenty systemu implantu Anthogyr są niedostępne w niektórych krajach.

20. Symbole

W poniższej tabeli opisano symbole, które mogą być wydrukowane na etykiecie opakowania. Obowiązujące symbole produktów znajdują się na etykiecie na opakowaniu.

Symbol	Opis symbolu	Źródło symbolu
	Producent	NF EN ISO 15223-1
	Data produkcji	NF EN ISO 15223-1
	Numer katalogowy	NF EN ISO 15223-1
	Kod partii	NF EN ISO 15223-1
	Numer seryjny	NF EN ISO 15223-1
	Zapoznaj się z instrukcją obsługi lub zapoznaj się z elektroniczną instrukcją obsługi	NF EN ISO 15223-1
	Wyrób medyczny	NF EN ISO 15223-1
	Oznaczenie CE — zgodność z obowiązującymi przepisami	Dyrektywa 93/42/EWG MDR (EU) 2017/745
	Logo certyfikatu FDA	21 CFR 801.109(b)(1)
	Data przydatności do użytku	NF EN ISO 15223-1
	System pojedynczej bariery sterylnej	NF EN ISO 15223-1
	System pojedynczej bariery sterylnej z opakowaniem ochronnym wewnątrz	NF EN ISO 15223-1
	Sterylizowane przez napromieniowanie	NF EN ISO 15223-1
	Nie sterylizować ponownie	NF EN ISO 15223-1
	Niesterylne	NF EN ISO 15223-1
	Możliwość sterylizacji w sterylizatorze parowym (autoklawie) w określonej temperaturze	ISO 7000- 2868
	Brak możliwości sterylizacji w sterylizatorze parowym (autoklawie) w określonej temperaturze	Anthogyr
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone i należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.	NF EN ISO 15223-1
	Chronić przed światłem słonecznym	NF EN ISO 15223-1
	Nie używać ponownie	NF EN ISO 15223-1
	Uwaga	NF EN ISO 15223-1
	Zawiera substancje niebezpieczne	NF EN ISO 15223-1
	Moment dokręcania	Anthogyr
	Analog implantu Axiom® BL + śruba protetyczna	Anthogyr
	Analog łącznika Axiom® Multi-Unit + śruba protetyczna	Anthogyr
	Analog Axiom® Multi-Unit Pacific + śruba protetyczna	Anthogyr
	Transfer wciskany Axiom® BL + śruba wciskana	Anthogyr

Symbol	Opis symbolu	Źródło symbolu
	Transfer pobierany Axiom® BL + krótkie i długie śruby pobierane	Anthogyr
	Indeksowany transfer wciskany Axiom® TL + śruba wciskana	Anthogyr
	Indeksowany transfer pobierany Axiom® TL + krótkie i długie śruby pobierane	Anthogyr
	Transfer pobierany inLink® + krótkie i długie śruby pobierane	Anthogyr
	Transfer pobierany Axiom® Multi-Unit + krótkie i długie śruby pobierane	Anthogyr