

axiom[®]

MULTI LEVEL[®]



Manuel Chirurgical
axiom[®] BL X3

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez en choisissant de travailler avec la solution implantaire Axiom® Multi Level®.

Ce document contient les informations nécessaires à l'utilisation du dispositif Axiom® Multi Level® au travers des protocoles de restaurations spécifiques aux systèmes Axiom® Bone Level, ainsi que l'ensemble du listing des composants.

Votre réussite sera la nôtre. Notre réseau commercial et notre équipe d'experts se tiennent à votre entière disposition pour vous fournir tout complément d'information dont vous pourriez avoir besoin.

Anthogyr



Ce manuel seul ne suffit pas à l'utilisation sans risque des dispositifs médicaux Anthogyr. Veuillez consulter les instructions d'utilisation spécifiques aux produits disponibles sur le site ifu.anthogyr.com

La parution de ce manuel annule et remplace toutes les versions antérieures.

VOS NOTICES DIRECTEMENT EN LIGNE

ifu.anthogyr.com

Vous pouvez désormais consulter les instructions d'utilisation (notices et manuels) des **implants et des pièces prothétiques Anthogyr** au format PDF sur notre site ifu.anthogyr.com à l'aide d'un lecteur PDF (type Adobe Player).



COMMENT UTILISER LE SITE ?

Ce portail met à disposition les dernières instructions d'utilisation des produits Anthogyr.

Pour trouver celle de votre dispositif, veuillez suivre les étapes suivantes :

1- Entrez la référence, la désignation ou le code GTIN (Global Trade Item Number) de votre produit dans le champ de recherche.

2- Validez votre recherche.

Vous obtiendrez les instructions d'utilisation du produit recherché au format PDF que vous pourrez consulter en ligne (à l'aide d'un lecteur PDF type Adobe) et / ou imprimer.

3- Choisissez la langue dont vous avez besoin

Nos instructions d'utilisation sont disponibles en plusieurs langues. Pour sélectionner la langue souhaitée, cliquez dans le menu de choix de langues.

Ce site est optimisé pour un écran de résolution 1024 x 768 px pour afficher les instructions sur PC ou Mac avec les versions du navigateur Microsoft Internet Explorer 11 et supérieures, Safari 7.0 et supérieures (Mac uniquement), Chrome 43 et supérieures, Firefox 38.0 et supérieures, ainsi que IOS et Android.

MISE À JOUR DES INFORMATIONS :

Les instructions d'utilisation sont mises à jour régulièrement et signalées par le pictogramme « New ». Elles peuvent avoir un impact sur la sécurité du patient.

C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à éviter les sauvegardes locales et vous conseillons de toujours consulter le portail Anthogyr.

Pour accéder aux instructions archivées, cliquez sur « Voir les anciennes versions de ce document ».

Vous pouvez également recevoir les instructions d'utilisation au format papier sans frais supplémentaire.

Pour cela, remplissez le formulaire disponible dans l'onglet « Contact » ou adressez-nous la demande lors de votre prochaine commande.

Pensez à préciser la langue souhaitée.

Le document vous sera délivré dans un délai de 7 jours calendaires.

Nous restons à votre disposition pour tout commentaire ou suggestion, via l'onglet « Contact ».

TABLE DES MATIÈRES


Axiom® Multi Level®	5
1. Présentation de la gamme	5
2. Connexion Axiom® BL	6
3. Trousses de chirurgie communes	7
Axiom® BL, Bone Level	9
1. Planification implantaire	9
2. Protocole chirurgical imagé	9
3. Mise en place des implants Axiom® BL X3	10
4. Fermeture de l'implant Axiom® BL X3	14
5. Préparation du site prothétique	16
Périphériques d'implantologie	18
1. Trousse de butées	18
2. Système de pré-positionnement implantaire MG	20
3. Jauge coudée à deux fonctions	23
4. Protocole avec technique d'ostéotomie	24
5. Guide de forage angulé pour restauration complète sur nombre réduit d'implants	25
Nettoyage et stérilisation	27
Démontage et assemblage	27
Références des composants	28
1. Axiom® BL X3	28
2. Cicatrisation	30
3. Instruments de chirurgie	31

Axiom® Multi-Level®

1. Présentation de la gamme

A. TERMINOLOGIE

Axiom® BL : Axiom® Bone Level



B. CODES COULEUR


Un code couleur est présent sur la boîte d'implant Anthogyr pour différencier rapidement les implants .



Exemple d'étiquette d'implant
Axiom® BL

Code couleur sur le packaging						
Ø d'implant	Ø3.4	Ø4.0	Ø4.6	Ø5.2	Ø5.8	Ø6.4

C. CODIFICATION



Toutes les configurations ne sont pas disponibles, se référer au chapitre « référence des composants » à la fin de ce document.

D. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les implants Axiom® BL X3 sont en Ti-6Al-4V ELI, matériau biocompatible à haute résistance mécanique (selon la norme américaine ASTM F136 et la norme internationale ISO 5832-3). Leur partie endo-osseuse présente un état de surface ostéoconducteur BCP, traitement de surface par sablage soustractif.


→ Profil Axiom® BL X3 :

- Conique
- Haut du corps rentrant (sauf XT34)
- Pas du filet Axiom® BL X3 :

Diamètre	Ø3.4	Ø4.0	Ø4.6	Ø5.2	Ø5.8	Ø6.4
Pas	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	1.2 mm	1.1 mm

E. POSITIONNEMENT APICO-CORONAIRE DES IMPLANTS AXIOM® MULTI LEVEL®

Les protocoles chirurgicaux pour Axiom® BL et TL prennent en compte un **positionnement sous-crestal du corps des implants de 0.5 mm**. Le praticien pourra cependant ajuster la position sous crestale de l'implant en fonction de la situation clinique et des obstacles anatomiques, il devra alors adapter le protocole de forage.




2. Connexion Axiom® BL

Par sa connexion prothétique unique diamètre 2.7 mm, la gamme prothétique Axiom® BL est compatible avec l'ensemble des implants Axiom® BL REG, Axiom® BL PX et Axiom® BL X3, quel que soit le diamètre d'implant choisi.



- Diamètre d'émergence prothétique 2.7 mm
- Connexion conique, indexée et trilobée
- Filet M1.6



3. Trousses de chirurgie communes

LES TROUSSES DE CHIRURGIE AXIOM® MULTI LEVEL® SONT COMPACTES ET COMMUNES AUX IMPLANTS AXIOM® BL ET AXIOM® TL

Une clé à cliquet réversible est disponible dans les trousse de chirurgie Axiom® Multi Level® (Réf. INMODOPS3 & INMODOPS3L).

Par ailleurs, une clé à cliquet dynamométrique de chirurgie est disponible en option (Réf. INCCDC).


A noter

→ Les ancillaires de vissage des implants Axiom® BL et TL sont différenciés par un traitement de couleur :

- Pour poser des implants Axiom® BL, utiliser les ancillaires gris.
- Pour poser des implants Axiom® TL, utiliser les ancillaires dorés.

→ L'utilisation d'un ancillaire non adapté à l'implant peut détériorer la connexion implantaire.


La trousse Axiom® Multi Level® (Réf. INMODOPS3) permet de poser les implants Axiom® BL X3 de diamètre Ø3,4 / Ø4,0 / Ø4,6 / Ø5,2.



*Foret S : foret COURT. **Foret L : foret LONG.

Index de vérification de la longueur de forage.

La trousse Axiom® Multi Level® version L (Réf. INMODOPS3L) permet de poser les implants Axiom® BL X3 de diamètre Ø3,4 / Ø4,0 / Ø4,6 / Ø5,2 / Ø5,8 / Ø6,4.



*Foret S : foret COURT. **Foret L : foret LONG.

Index de vérification de la longueur de forage.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

La trousse est conçue avec des matériaux de grade médical lui permettant de supporter une thermo-désinfection et des stérilisations à l'autoclave.

Les capots orientables de protection autorisent une modularité dans le positionnement de la trousse afin d'optimiser l'accessibilité des instruments.




Axiom® BL, Bone Level

1. Planification implantaire

Le protocole chirurgical pour Axiom® BL X3 prend en compte un **positionnement sous-crestal du corps des implants de 0.5 mm**. Le praticien pourra cependant ajuster la position sous crestale de l'implant en fonction de la situation clinique et des obstacles anatomiques, il devra alors adapter le protocole de forage.

Utiliser votre logiciel de planification implantaire avec la librairie Axiom® BL X3 ou un transparent pour radiographie Axiom® BL X3.


2. Protocole Axiom® BL X3




3. Mise en place des implants Axiom[®] BL X3

Avant l'ouverture de l'emballage, vérifier systématiquement les dimensions de l'implant souhaité et son design de filet (REG, PX ou X3).

Se reporter à l'étiquette d'identification présente sur le rabat de la boîte cartonnée.



Des étiquettes de traçabilité décollables, repositionnables sont jointes au conditionnement de l'implant. Elles doivent être conservées dans le dossier médical du patient.



A. OUVERTURE DE L'EMBALLAGE

Le conditionnement de l'implant est constitué de plusieurs étapes :

- Une boîte carton le protégeant pendant le transport
- Un blister opercule permettant le maintien de la stérilité
- Un packaging primaire préservant l'implant.

Sortir le blister de la boîte cartonnée hors du champ stérile.



Ouvrir l'opercule sans toucher l'intérieur du blister. Laisser tomber délicatement le packaging primaire sur le champ stérile.




B. TRANSPORT DE L'IMPLANT EN BOUCHE


A noter

- Toutes les manipulations doivent être faites de manière à éviter les contacts directs avec la surface extérieure de l'implant. Sécuriser systématiquement le transport de l'implant contre les risques de chutes en bouche.
- L'implant est mobile à l'ouverture du tube/bouchon. Veiller à maintenir le tube à la verticale, l'accès à l'implant orienté vers le haut, lors des manipulations.

Ouvrir le packaging à une seule main.




Prélever l'implant par prise directe au contre-angle (ou avec la clé manuelle).




REPOSITIONNEMENT DE L'IMPLANT EN CAS DE BESOIN

dans le packaging pendant la chirurgie.



C. VÉRIFICATION DE LA PRÉHENSION DE L'IMPLANT

La limite du marquage laser indique que le mandrin est correctement positionné dans l'implant et garantit donc la bonne préhension de l'implant. En conséquence, le **marquage laser doit être masqué** pour que le mandrin soit en position de prise dans l'implant.



D. INSERTION DE L'IMPLANT


POSE AU CONTRE-ANGLE :

Régler la vitesse de sortie du contre-angle. Visser l'implant au contre-angle dans le fût implantaire jusqu'à la profondeur souhaitée.

Vitesse recommandée pour le vissage : 15 tr/min

Remarque

Contrôler fréquemment le couple de vissage de manière à ne pas dépasser **80 N.cm**.
Ne pas hésiter à dévisser et revisser pour réduire les contraintes de vissage



POSE MANUELLE :

Avec la clé à cliquet de chirurgie :

→ Pré-visser manuellement l'implant dans le fût implantaire à l'aide de la clé de vissage ou de l'instrument de pose manuel vissé⁽¹⁾ (Réf. INPIM/INPIL).

→ Assembler la clé à cliquet de chirurgie et visser jusqu'à la profondeur souhaitée.



Avec l'instrument universel de chirurgie :

→ L'instrument universel de chirurgie peut être utilisé dans la zone antérieure maxillaire pour contrôler et diriger l'insertion d'Axiom® BL en respectant l'axe implantaire.



A noter

Pas de contrôle du couple de vissage.

Une évaluation de la valeur du couple est **cependant possible avec la clé dynamométrique de chirurgie** (Réf. INCCDC).

Ne pas forcer sur la connexion. Ne pas hésiter à dévisser et revisser pour réduire les contraintes de vissage.

E. POSITIONNEMENT SOUS-CRESTAL DE L'IMPLANT


Le protocole chirurgical Axiom® Multi Level® prévoit un **positionnement sous-crestal de l'implant de 0.5 mm**.

A noter

Profondeur de forage = longueur d'implant + 1 mm (0.5 mm réserve apicale + 0.5 mm sous-crestale).

POSITIONNEMENT DE L'IMPLANT :

Les clés et mandrins de vissage disposent d'un repère gradué pour le positionnement vertical de l'implant par rapport aux structures anatomiques, ou bien dans le cas de pose sans lambeau.



LE POSITIONNEMENT SOUS-CRESTAL DE L'IMPLANT PEUT ÊTRE ADAPTÉ :


Dans le cas de faible épaisseur gingivale, l'enfouissement de l'implant pourra être modulé. Un enfouissement plus important pourra alors être envisagé afin d'anticiper la reformation de l'espace biologique.

F. ORIENTATION DE L'IMPLANT

La connexion trilobée de l'implant autorise 3 orientations possibles pour les composants prothétiques, permettant de réduire les temps de manipulation et les risques de confusion.

ANTICIPER L'ORIENTATION DES COMPOSANTS PROTHETIQUES :

La phase d'orientation de l'implant est décisive. Elle prédéfinit l'orientation finale des composants prothétiques indexés. Après ostéointégration et maturation osseuse, l'implant sera définitivement positionné. Il est donc primordial d'anticiper le plan de traitement prothétique, particulièrement quand l'utilisation de composants prothétiques angulés est envisagée (en cas de correction d'axe implantaire par exemple).




Positionnement de la partie coronaire par rapport à un plat du trilobe (fléché)

Des piliers d'essai stérilisables sont disponibles et utilisables en chirurgie afin de vérifier et valider la position finale de l'implant.

ORIENTATION DE L'IMPLANT :

Les clés et mandrins de vissage disposent de 3 faces, chacune munie d'un point repère visuel en correspondance avec un plat de connexion trilobée implantaire.

En fin de vissage, orienter au plus proche l'un des points de repère dans la direction adéquate, en accord avec la restauration prothétique souhaitée et la situation présente en bouche.



4. Fermeture de l'implant Axiom® BL X3

Indications :

Fermeture des implants Axiom® BL X3 par l'intermédiaire de vis d'obturation ou de vis de cicatrisation.

Caractéristiques :

→ Les vis d'obturation et de cicatrisation sont livrées **STERILE** pour un usage unique.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE




Clé manuelle de chirurgie
OPCS100

VIS D'OBTURATION





OPIM100

Retirer la vis du bouchon, avec la clé manuelle de chirurgie.



Mettre en place la vis à l'aide de la clé manuelle de chirurgie. (**Vissage manuel modéré <10 N.cm**).



Suturer pour mettre l'implant en nourrice.

VIS DE CICATRISATION



Catalogue p. 30

VIS DE CICATRISATION (Ø / HT DE RÉFÉRENCE)

	Ht. 0.75	Ht. 1.5	Ht. 2.5	Ht. 3.5	Ht. 4.5
Ø 3.4					
Ø 4.0					
Ø 5.0					
Ø 6.0					

Choisir la vis de cicatrisation parmi les **5 hauteurs gingivales disponibles (0.75, 1.5, 2.5, 3.5 et 4.5 mm)**, les **4 diamètres de profil d'émergence (3.4 / 4.0 / 5.0 / 6.0 mm)** et les **2 hauteurs coronaires** possibles.


Pour cela, se reporter au tableau suivant détaillant les choix du profil d'émergence adapté en fonction de la restauration.

Les marquages laser présents sur la tête des vis de cicatrisation permettent d'identifier le diamètre (grâce au chiffre 4/5/6), la hauteur gingivale (traits) ainsi que s'il s'agit d'une version haute ou flat (F).

MISE EN PLACE DE LA VIS DE CICATRISATION ET SUTURE

Mettre en place la vis à l'aide de la clé manuelle de chirurgie.

(Vissage manuel modéré <10 N.cm).



Suturer autour de la vis de cicatrisation juste au-dessus de la limite gingivale coronaire



Remarque

Ne pas utiliser d'instrument rotatif motorisé pour le vissage/dé vissage des composants prothétiques.

DIAMÈTRE PROTHÉTIQUE ADAPTÉ À LA TAILLE DE LA DENT À RESTAURER

Largeur mésio-distale en mm.			Diamètre d'émergence Axiom® BL conseillé			
			3.4	4.0	5.0	6.0
Au maxillaire	Incisive centrale	7.6 - 10.5			●	●
	Incisive latérale	5.3 - 8.3		●	●	
	Canine	6.9 - 8.8		●	●	
	1ère prémolaire	6.0 - 8.2		●	●	
	2ème prémolaire	5.9 - 7.5		●	●	
	1ère molaire	9.7 - 12.7			●	●
	2ème molaire	8.7 - 11.4			●	●
A la mandibule	Incisive centrale	4.7 - 6.2	●	●		
	Incisive latérale	5.3 - 7.0	●	●		
	Canine	6.0 - 8.1		●	●	
	1ère prémolaire	6.0 - 8.1		●	●	
	2ème prémolaire	6.4 - 8.8		●	●	
	1ère molaire	9.7 - 12.5			●	●
	2ème molaire	9.3 - 11.9			●	●

Source : Laverigne, Bulletins et Mémoires de la société d'Anthropologie de Paris, vol 1, série XIII, 1974, 351-355.

Légende :

- en 1er choix
- autre possibilité

5. Préparation du site prothétique



Indications :

Evaser la crête osseuse pour permettre la pose de pièces prothétiques sur implant Axiom® BL X3 dans les cas d'excédent osseux tels que :

- Implants Axiom® BL X3 profondément enfouis
- Implants Axiom® BL X3 angulés
- Crête alvéolaire irrégulière

Caractéristiques :

- Livré non stérile.
- Livré avec un pion de guidage permettant de garantir l'axe de fraisage et de protéger la plateforme de connexion de l'implant.
- Utilisé sous irrigation externe.
- Vitesse d'utilisation : **50 tr/min.**

CHOIX DE LA FRAISE



Les fraises sont disponibles en **3 diamètres (Ø4.5, Ø5.3 et Ø6.6 mm)**. Elles sont à utiliser avec un pion de guidage (identique pour toutes les fraises). La fraise doit être choisie en fonction du pilier à poser, selon le tableau suivant :

		Ø Piliers ≤ 4.0 mm	4.0 mm < Ø Piliers ≤ 4.8 mm	Ø Piliers > 4.8 mm Piliers angulés
Ø Fraise de forme (mm)	Ø4.5	X		
	Ø5.3		X	
	Ø6.6			X

Remarque

S'assurer de la bonne stabilité primaire des implants Axiom® BL avant d'utiliser la fraise à évaser.

MATERIEL NECESSAIRE




Clé manuelle de chirurgie
OPCS100


PROTOCOLE

Pour les étapes de pose de l'implant Axiom® BL X3, se reporter au protocole.

- Retirer la vis d'obturation ou la vis de cicatrisation, le cas échéant.
- Mettre en place le pion à l'aide de la clé manuelle de chirurgie (Vissage manuel modéré <10 N.cm)*.



- Connecter la fraise de forme au contre-angle. **Sans la mettre en rotation**, placer la fraise de forme dans le pion de guidage.



- Démarrer la rotation de l'outil de coupe à **50 tr/min** sous irrigation importante et retirer le volume osseux.

A noter

Durant toute la rotation, veiller à maintenir l'axe d'alignement de la fraise et du pion : ne pas exercer de force de flexion sur l'outil.

- La fenêtre présente sur la fraise de forme permet de visualiser lorsque la fraise est en butée dans le pion.

- Arrêter la rotation de la fraise puis la retirer du pion. Dévisser le pion de guidage.

- Positionner le pilier dans l'implant.



* Dans le cadre d'une chirurgie en 2 temps, l'utilisation des clés hexagonales de prothèses (réf. INCHECV, INCHELV et INCHEXLV) est possible.

Périphériques d'implantologie

1. Trousse de butées


Indications :

Contrôler et maîtriser la profondeur de forage

Caractéristiques :

- La trousse de butées standard (Réf. INKITOPDS) comprend 12 butées pour forets S et 24 butées pour forets L, soit 36 butées pour l'utilisation des forets permettant de poser les implants Axiom® de diamètre Ø3.4 à Ø5.2mm.
- La trousse de butées version large (Réf. INKITOPDSL) comprend 18 butées pour forets S et 24 butées pour forets L, soit 42 butées pour l'utilisation des forets permettant de poser les implants Axiom® de diamètre Ø3.4 à Ø6.4mm.

IDENTIFIER LA BUTÉE ET DÉVERROUILLER LE KIT POUR ACCÉDER AUX BUTÉES :



Les butées S sont identifiées par une gorge circonférentielle, elles ne se montent que sur les forets S.

Les butées L ne se montent que sur les forets L.



MONTAGE DES BUTÉES SUR LES FORETS



Chaque butée a une couleur correspondant au diamètre du foret et une longueur correspondant à la longueur de l'implant.




La mise en place de la butée se fait directement au contre angle.



Vérifier que la butée est bien plaquée sur l'épaule-ment du foret.

VÉRIFIER LA LONGUEUR DE FORAGE



Index de vérification de la longueur de forage.




Exemple de combinaison butée/foret pour la préparation du fût implantaire pour la pose d'un implant Axiom® longueur 10 mm.

VERROUILLER LE KIT APRÈS USAGE



RETIRER LA BUTÉE APRÈS USAGE GRACE AU DISPOSITIF INTÉGRÉ AU KIT



2. Système de pré-positionnement implantaire MG

Indications :


Faciliter le placement mésio-distal des implants.

Caractéristiques :

- Livré non stérile.
- Composé d'un foret pointeur, de 2 bagues de centrage et d'un guide de perçage.
- Vitesse d'utilisation du foret pointeur : **1500 tr/min.**
- Utilisé sous irrigation externe.



Foret pointeur
OPP015



Bagues de centrage
OPR8 / OPR10



Guide de perçage
INGPPA

Description :

Le système MG permet de faciliter le placement mésio-distal des implants, au moyen d'un foret pointeur équipé d'un épaulement compatible avec :

- des bagues, permettant de pré-positionner précisément un implant par rapport à une dent adjacente.
- un guide de perçage, équipé de sa *tige 2 en 1*, permettant de pré-positionner précisément un implant par rapport à un forage Ø2.0 mm ou à un autre implant Axiom® BL.

Remarque

Le foret pointeur n'est pas recommandé dans un usage sans bague ou sans guide de perçage.

A. UTILISATION DES BAGUES



Indications :

Faciliter le pré-positionnement d'un implant par rapport à une dent adjacente dans les secteurs molaire et prémolaire.


CHOIX DE LA BAGUE

Les bagues sont disponibles en **2 diamètres (Ø8 et Ø10 mm)**, pour permettre un pointage à respectivement 4 et 5 mm d'une dent adjacente.

Le diamètre des bagues est indiqué sur la face supérieure de la bague.

		Prémolaire	Molaire
Ø bagues (mm)	Ø8 ⁽¹⁾	X	
	Ø10 ⁽¹⁾		X

⁽¹⁾ Diamètres des bagues choisis en cohérence avec les entraxes des dents suivant J.Unger, M.Thiry (2010), Positionnement mésio-distal des implants dentaires à l'aide de mesures statistiques. Stratégie prothétique 10(1): 71-76.





PROTOCOLE

→ Insérer la bague dans le foret pointeur. Vérifier que cette dernière est bien tenue dans le foret.

→ Prendre appui contre la dent et pointer dans l'os à **1500 tr/min.**

→ La profondeur maxi de pénétration du foret pointeur dans l'os est de 4 mm.

→ Terminer la séquence de forage en fonction de l'implant à poser.





B. UTILISATION DU GUIDE DE PERÇAGE

Indications :

Faciliter le pré-positionnement d'un implant par rapport à un autre implant, en se centrant soit dans le forage initial de Ø2.0 mm, soit dans l'implant lui-même, s'il s'agit d'un implant Axiom® BL.

PROTOCOLE

- Le guide de perçage est réversible : insérer la tige *2 en 1* dans un forage Ø2.0 mm ou un implant Axiom® BL.
- Insérer le foret pointeur dans l'un des 3 logements selon la distance inter-implant souhaitée (8, 9, 10 mm), comme marqué sur le guide de perçage.
- Pointer dans l'os à **1500 tr/min.**



- Dans cette configuration, le foret pointeur ne présente pas de butée : la profondeur maxi de pointage est de 5 mm.



- Terminer la séquence de forage en fonction de l'implant à poser.


A noter

Le guide de perçage n'est pas compatible avec les implants Axiom® TL. Une utilisation du guide dans l'implant Axiom® TL pourrait endommager la connexion interne de l'implant.

3. Jauge coudée à deux fonctions

A. FONCTION PROFONDEUR DE FORAGE OU D'ALVÉOLE


- ❶ Pour évaluer la profondeur de l'alvéole, ou du forage.



Les marquages situés sur le corps de la jauge correspondent aux longueurs de la partie corps de la gamme d'implants **Axiom® Multi Level®** : 6.5/8/10/12/14/16/18 mm.

La jauge coudée est **un instrument optionnel** qui peut être utilisé pour :


- ❷ Palper le fond de l'alvéole dans les situations post-extractionnelles (pointe « mousse » atraumatique).
 ❸ Contrôler la profondeur de forage après le passage du foret initial Ø2.0 (pour les implants Axiom® BL/TL/2.8).




B. FONCTION JAUGE SUR IMPLANT AXIOM® BL

- ❹❺ Les gorges correspondent aux hauteurs gingivales de la gamme prothétique commune : **Axiom® BL** : 0.75/1.5/2.5/3.5/4.5 mm.

- ❻ Placer la jauge en contact avec le cône de l'implant afin d'évaluer la hauteur des tissus mous. Cet instrument de mesure ne sollicite pas la connexion de l'implant du fait de sa géométrie cylindrique.



4. Protocole avec technique d'ostéotomie



Des ostéotomes peuvent être utilisés pour la préparation du site et la mise en place d'implants Axiom® BL.

La solution OSTEO SAFE® est destinée aux soulevés de sinus par voie crestale et/ou à la condensation osseuse maxillaire dans de l'os de faible densité.

Vous trouverez d'autres informations sur l'OSTEO SAFE® dans le manuel d'utilisation des ostéotomes. (063OSTEOTOMIE_NOT) Code de recherche pour le site ifu.anthogyr.com : INUSI.

5. Guide de forage angulé pour restauration complète sur nombre réduit d'implants

Le guide de forage angulé (Réf. INGFA) permet de réaliser des restaurations complètes transvissées sur un nombre réduit d'implants.

Les instructions développées dans ce chapitre détaillent les différentes phases de l'intervention chirurgicale et de la restauration prothétique à mettre en œuvre avec le guide de forage angulé (Réf. INGFA).

A. PROTOCOLE DE FORAGE À LA MANDIBULE

MISE EN PLACE DU GUIDE

- Inciser et dégager le lambeau.
- Forer dans l'axe médian avec le foret de chirurgie Ø2 mm sur 10 mm.
- Positionner la tige du guide dans le puits de Ø2 mm réalisé précédemment. Si nécessaire, renforcer le vissage de la tige avec une clé hexagonale (Réf. INCHELV).

PRÉPARATION DU SITE POSTÉRIEUR ET MISE EN PLACE DES IMPLANTS





- Localiser le trou mentonnier et le nerf dentaire afin de ne pas forer dans cette zone.
- Repérer la position du forage à l'aide du guide en réalisant une marque à la fraise boule ou au foret pointeur.
- Visualiser l'angulation de 30° sur le guide (voir schéma A).
- Orienter le foret à l'aide du guide et forer selon la séquence de forage comme définie p.9.
- Visser les implants dans les puits réalisés et positionner le trilobe des implants en concordance avec la restauration prothétique.

PRÉPARATION DU SITE ANTÉRIEUR ET MISE EN PLACE DES IMPLANTS

- Les deux forages antérieurs doivent être le plus écartés possibles.
- Cependant, il faudra prévoir une distance de sécurité entre les apex des implants postérieurs et antérieurs.
- Repérer la position du forage à l'aide du guide en réalisant une marque à la fraise boule ou au foret pointeur.
- Forer selon la séquence de forage définie p.9.
- Visser les implants dans les puits réalisés et positionner le trilobe des implants en concordance avec la restauration prothétique.

STABILITÉ PRIMAIRE DES IMPLANTS


- S'assurer de la bonne stabilité primaire des implants avant la mise en place de piliers sur implants Axiom® BL.



B. PROTOCOLE DE FORAGE AU MAXILLAIRE



MISE EN PLACE DU GUIDE

- Inciser et écarter le lambeau.
- Forer dans l'axe médian avec le foret de chirurgie de Ø2 mm sur 10 mm environ.
- Placer le guide en insérant la tige du guide dans le puits de Ø2 mm réalisé précédemment.




PRÉPARATION DU SITE POSTÉRIEUR ET MISE EN PLACE DES IMPLANTS

- Localiser la paroi antérieure du sinus maxillaire afin de ne pas forer dans cette zone.
- Repérer la position du forage à l'aide du guide en réalisant une marque à la fraise boule ou au foret pointeur.
- Visualiser l'angulation de 30° sur le guide (voir le schéma B).
- Orienter le foret à l'aide du guide et forer à 30° avec le foret Ø2 mm.
- Forer selon la séquence de forage définie p.9.
- Visser les implants dans les puits réalisés et positionner le trilobe des implants en concordance avec la restauration prothétique.



PRÉPARATION DU SITE ANTÉRIEUR ET MISE EN PLACE DES IMPLANTS

- Les deux forages antérieurs doivent être le plus écartés possibles. Cependant, il faudra prévoir une distance de sécurité entre les apex des implants postérieurs et antérieurs.
- Repérer la position du forage à l'aide du guide en réalisant une marque à la fraise boule ou au foret pointeur.
- Forer selon la séquence de forage définie p.9.
- Visser les implants dans les puits réalisés et positionner le trilobe des implants en concordance avec la restauration prothétique.



STABILITÉ PRIMAIRE DES IMPLANTS

- S'assurer de la bonne stabilité primaire des implants avant la mise en place de piliers sur implants Axiom® BL.

Nettoyage et stérilisation



Pour le nettoyage et la stérilisation des composants Anthogyr, veuillez consulter le manuel de stérilisation.
(063NETT-STE_NOT) *Code de recherche pour le site ifu.anthogyr.com : INMODOPS3.*

Démontage et assemblage

Les opérations de démontage et d'assemblage des trousses Anthogyr ainsi que la clé à cliquet (*Réf. INCC*) sont expliquées dans le manuel de stérilisation (063NETT-STE_NOT). *Code de recherche pour le site ifu.anthogyr.com : INMODOPS3.*



Pour tous les autres dispositifs Anthogyr, veuillez vous référer aux instructions d'utilisation de chacun.

Références des composants

1. Axiom® BL X3

		RÉFÉRENCES
	Axiom® BL X3 Ø Implant 3.4 mm Ø Prothétique 2.7 mm <i>Vis de fermeture incluse</i> Ti-6Al-4V ELI	STÉRILE
	Axiom® X3 Ø3.4 x 8mm	XT34080
	Axiom® X3 Ø3.4 x 10mm	XT34100*
	Axiom® X3 Ø3.4 x 12mm	XT34120
	Axiom® X3 Ø3.4 x 14mm	XT34140
	Axiom® X3 Ø3.4 x 16mm	XT34160
	Axiom® X3 Ø3.4 x 18mm	XT34180
	Axiom® BL X3 Ø Implant 4.0 mm Ø Prothétique 2.7 mm <i>Vis de fermeture incluse</i> Ti-6Al-4V ELI	STÉRILE
	Axiom® X3 Ø4.0 x 6.5mm	XT40060
	Axiom® X3 Ø4.0 x 8mm	XT40080
	Axiom® X3 Ø4.0 x 10mm	XT40100*
	Axiom® X3 Ø4.0 x 12mm	XT40120
	Axiom® X3 Ø4.0 x 14mm	XT40140
	Axiom® X3 Ø4.0 x 16mm	XT40160
	Axiom® X3 Ø4.0 x 18mm	XT40180
	Axiom® BL X3 Ø Implant 4.6 mm Ø Prothétique 2.7 mm <i>Vis de fermeture incluse</i> Ti-6Al-4V ELI	STÉRILE
	Axiom® X3 Ø4.6 x 6.5mm	XT46060
	Axiom® X3 Ø4.6 x 8mm	XT46080
	Axiom® X3 Ø4.6 x 10mm	XT46100*
	Axiom® X3 Ø4.6 x 12mm	XT46120
	Axiom® X3 Ø4.6 x 14mm	XT46140
	Axiom® BL X3 Ø Implant 5.2 mm Ø Prothétique 2.7 mm <i>Vis de fermeture incluse</i> Ti-6Al-4V ELI	STÉRILE
	Axiom® X3 Ø5.2 x 6.5mm	XT52060
	Axiom® X3 Ø5.2 x 8mm	XT52080
	Axiom® X3 Ø5.2 x 10mm	XT52100*
	Axiom® X3 Ø5.2 x 12mm	XT52120

		RÉFÉRENCES
	Axiom® BL X3	STÉRILE XT58060 XT58080 XT58100* XT58120
	Ø Implant 5.8 mm	
	Ø Prothétique 2.7 mm	
	Vis de fermeture incluse	
	Ti-6Al-4V ELI	
	Axiom® X3 Ø5.8 x 6.5mm	STÉRILE XT64060 XT64080 XT64100* XT64120
	Axiom® X3 Ø5.8 x 8mm	
	Axiom® X3 Ø5.8 x 10mm	
	Axiom® X3 Ø5.8 x 12mm	
	Axiom® BL X3	STÉRILE XT64060 XT64080 XT64100* XT64120
	Ø Implant 6.4 mm	
	Ø Prothétique 2.7 mm	
	Vis de fermeture incluse	
	Ti-6Al-4V ELI	
	Axiom® X3 Ø6.4 x 6.5mm	
	Axiom® X3 Ø6.4 x 8mm	
	Axiom® X3 Ø6.4 x 10mm	
	Axiom® X3 Ø6.4 x 12mm	

2. Cicatrisation


		RÉFÉRENCES
	Vis de fermeture Ti-6Al-4V ELI Vis de fermeture	STÉRILE OPIM100
	Vis de cicatrisation Ti-6Al-4V ELI Diamètre d'embase Ø 3.4 mm Vis de cicatrisation Ø 3.4 H 1.5 Vis de cicatrisation Ø 3.4 H 2.5 Vis de cicatrisation Ø 3.4 H 3.5 Vis de cicatrisation Ø 3.4 H 4.5	STÉRILE OPHS310 OPHS320* OPHS330 OPHS340
	Diamètre d'embase Ø 4.0 mm Vis de cicatrisation Ø 4.0 H 0.75 Vis de cicatrisation Ø 4.0 H 1.5 Vis de cicatrisation Ø 4.0 H 2.5 Vis de cicatrisation Ø 4.0 H 3.5 Vis de cicatrisation Ø 4.0 H 4.5	OPHS400 OPHS410 OPHS420* OPHS430 OPHS440
	Diamètre d'embase Ø 5.0 mm Vis de cicatrisation Ø 5.0 H 0.75 Vis de cicatrisation Ø 5.0 H 1.5 Vis de cicatrisation Ø 5.0 H 2.5 Vis de cicatrisation Ø 5.0 H 3.5 Vis de cicatrisation Ø 5.0 H 4.5	OPHS500 OPHS510 OPHS520* OPHS530 OPHS540
	Diamètre d'embase Ø 6.0 mm Vis de cicatrisation Ø 6.0 H 1.5 Vis de cicatrisation Ø 6.0 H 2.5 Vis de cicatrisation Ø 6.0 H 3.5 Vis de cicatrisation Ø 6.0 H 4.5	OPHS610 OPHS620* OPHS630 OPHS640
	Diamètre d'embase Ø 3.4 mm Vis de cicatrisation courte Ø 3.4 H 1.5 Vis de cicatrisation courte Ø 3.4 H 2.5 Vis de cicatrisation courte Ø 3.4 H 3.5 Vis de cicatrisation courte Ø 3.4 H 4.5	OPHSF310 OPHSF320* OPHSF330 OPHSF340
	Diamètre d'embase Ø 4.0 mm Vis de cicatrisation courte Ø 4.0 H 0.75 Vis de cicatrisation courte Ø 4.0 H 1.5 Vis de cicatrisation courte Ø 4.0 H 2.5 Vis de cicatrisation courte Ø 4.0 H 3.5 Vis de cicatrisation courte Ø 4.0 H 4.5	OPHSF400 OPHSF410 OPHSF420* OPHSF430 OPHSF440
	Diamètre d'embase Ø 5.0 mm Vis de cicatrisation courte Ø 5.0 H 0.75 Vis de cicatrisation courte Ø 5.0 H 1.5 Vis de cicatrisation courte Ø 5.0 H 2.5 Vis de cicatrisation courte Ø 5.0 H 3.5 Vis de cicatrisation courte Ø 5.0 H 4.5	OPHSF500 OPHSF510 OPHSF520* OPHSF530 OPHSF540
	Diamètre d'embase Ø 6.0 mm Vis de cicatrisation courte Ø 6.0 H 1.5 Vis de cicatrisation courte Ø 6.0 H 2.5 Vis de cicatrisation courte Ø 6.0 H 3.5 Vis de cicatrisation courte Ø 6.0 H 4.5	OPHSF610 OPHSF620* OPHSF630 OPHSF640

*Référence du composant représenté


● Ces instruments ne sont pas livrés dans la trousse INMODOPS3

3. Instruments de chirurgie

A. FORETS ET FRAISES

		RÉFÉRENCES
	Fraise boule ● Inox Grade Médical Fraise boule	INFB20
	Foret pointeur Inox Grade Médical Foret pointeur	OPP015150
	Fraise de Lindemann ● Inox Grade Médical Fraise de Lindemann Ø2,0	OPR20
	Forets initiaux Inox Grade Médical Foret initial Ø 2,0 S Foret initial Ø 2,0 L	OPFI20S OPFI20L
	Forets étagés Inox Grade Médical Forets S Foret étagé Ø2,0 / 2,4 S Foret étagé Ø2,4 / 3,0 S Foret étagé Ø3,0 / 3,6 S Foret étagé Ø3,6 / 4,2 S Foret étagé Ø4,2 / 4,8 S Foret étagé Ø4,8 / 5,4 S Foret étagé Ø5,4 / 6,0 S Forets L Foret étagé Ø2,0 / 2,4 L Foret étagé Ø2,4 / 3,0 L Foret étagé Ø3,0 / 3,6 L Foret étagé Ø3,6 / 4,2 L Foret étagé Ø4,2 / 4,8 L Lot de forets Lot de 6 forets S (foret initial Ø2.0 mm + 5 forets S) Lot de 6 forets L (foret initial Ø2.0 mm + 5 forets L) Lot de 12 forets S/L (2 forets initiaux Ø2.0 mm S et L, + 5 forets S + 5 forets L)	● OPFE24S ● OPFE30S ● OPFE36S ○ OPFE42S ● OPFE48S ● OPFE54S ● OPFE60S ● OPFE24L ● OPFE30L ● OPFE36L ○ OPFE42L ● OPFE48L OPFES-6 OPFEL-6 OPFESL-12
	Fraises de forme Axiom® BL ● Pion fraise de forme inclus Inox Grade Médical Fraise de forme Axiom® BL Ø4.5 mm Fraise de forme Axiom® BL Ø5.3 mm Fraise de forme Axiom® BL Ø6.6 mm Pion fraise de forme	OPFF45 OPFF53 OPFF66 OPFFP
	Lot de fraises de forme Axiom® BL ● Contient : - 1 fraise de forme Axiom® BL Ø4.5 mm - 1 fraise de forme Axiom® BL Ø5.3 mm - 1 fraise de forme Axiom® BL Ø6.6 mm - 3 pions fraise de forme	OPFF-3


B. MANDRINS ET CLÉS AXIOM®


		RÉFÉRENCES
	Mandrins de vissage implant Axiom® BL Inox Grade Médical Mandrin court implant (S) 23 mm Mandrin moyen implant (M) 27 mm ● Mandrin long implant (L) 32 mm	OPMV180 OPMV215* OPMV250
	Clés de vissage implant Axiom® BL Inox Grade Médical Clé manuelle courte (S) 21 mm Clé manuelle moyenne (M) 27 mm ● Clé manuelle longue (L) 31 mm	OPCV060 OPCV110* OPCV160
	Instrument de pose implant Axiom® BL manuel vissé Inox Grade Médical Instrument de pose implant Axiom® manuel vissé M ● Instrument de pose implant Axiom® manuel vissé L ●	INPIM* INPIL
	Clé manuelle de chirurgie Inox Grade Médical Clé manuelle de chirurgie	OPCS100
	Extension de mandrin Inox Grade Médical Extension de mandrin	INEXM
	Clé porte mandrin ● Inox Grade Médical Clé porte mandrin	INCPM
	Clé manuelle à cliquet réversible Inox Grade Médical Clé à cliquet	INCC
	Clé dynamométrique de chirurgie ● Inox Grade Médical Clé réversible : couple maximum de 80 N.cm	INCCDC
	Jauge coudée Axiom® (double fonction) ● Ti-6Al-4V ELI Jauge coudée Axiom®	OPJC001

*Référence du composant représenté

● Ces instruments ne sont pas livrés dans la trousse INMODOPS3

C. ACCESSOIRES DE CHIRURGIE

		RÉFÉRENCES
	Jauges Ti-6Al-4V ELI Jauge Ø 2.0 mm Jauge Ø 2.4 mm Jauge Ø 3.0 mm Jauge Ø 3.6 mm Jauge Ø 4.2 mm ● Jauge Ø 4.8 mm ● Jauge Ø 5.4 mm ● Jauge Ø 6.0 mm ●	OPJD020 OPJD024 OPJD030 OPJD036 OPJD042 OPJD048 OPJD054 OPJD060
	Guide de forage ● Inox Grade médical Guide de forage angulé pour restauration complète fixe sur nombre réduits d'implants.	INGFA
	Guide de perçage ● Inox Grade Médical Guide de perçage paralléliseur	INGPPA
	Foret pointeur ● Inox Grade Médical Foret pointeur Ø1.5 de bague	OPP015
	Bagues ● Ti-6Al-4V ELI Bague Ø8 mm Bague Ø10 mm	OPR8* OPR10
-	Kit guidage pointeur ● Contient : - 1 foret pointeur Ø1.5 de bague - 2 bagues Ø8 et Ø10 mm - 1 guide de perçage paralléliseur - 1 micro-cassette de rangement des ancillaires	INGUIDE

TRANSPARENTS POUR RADIOGRAPHIE	RÉFÉRENCES
	Transparents pour radiographie Axiom® BL X3 XTLCF_NOT

*Référence du composant représenté

● Ces instruments ne sont pas livrés dans la trousse INMODOPS3

OSTÉOTOMES - OSTEO SAFE®		RÉFÉRENCES
 	Kit complet incluant impacteur Safe Kit impacteur starter (incluant impacteur Safe) Kit impacteur concave (incluant impacteur Safe) Kit impacteur convexe (incluant impacteur Safe) Cassette Osteo Safe® vide Ostéotomes droits Inox Grade médical Ostéotome droit concave Ø2.0 / Ø 2.8 Ostéotome droit concave Ø2.5 / Ø 3.3 Ostéotome droit concave Ø3.0 / Ø 3.9 Ostéotome droit concave Ø3.5 / Ø 4.5 Ostéotome droit convexe Ø2.0 / Ø 2.8 Ostéotome droit convexe Ø2.5 / Ø 3.3 Ostéotome droit convexe Ø3.0 / Ø 3.9 Ostéotome droit convexe Ø3.5 / Ø 4.5	INKITOSTE0F/INKITOSTE0FULL INKITOSTE0S INKITOSTE0CC INKITOSTE0CX INMODOSTV OSTSCC34 OSTSCC40 OSTSCC46 OSTSCC52 OSTSCX34 OSTSCX40 OSTSCX46 OSTSCX52
	Ostéotomes baïonnettes Inox Grade médical Ostéotome baïonnette concave Ø2.0 / Ø 2.8 Ostéotome baïonnette concave Ø2.5 / Ø 3.3 Ostéotome baïonnette concave Ø3.0 / Ø 3.9 Ostéotome baïonnette concave Ø3.5 / Ø 4.5 Ostéotome baïonnette convexe Ø2.0 / Ø 2.8 Ostéotome baïonnette convexe Ø2.5 / Ø 3.3 Ostéotome baïonnette convexe Ø3.0 / Ø 3.9 Ostéotome baïonnette convexe Ø3.5 / Ø 4.5	OSTECC34 OSTECC40 OSTECC46 OSTECC52 OSTECX34 OSTECX40 OSTECX46 OSTECX52
-	Set ostéotomes Set ostéotomes, baïonnettes, convexes (séquence complète) Set ostéotomes, baïonnettes, concaves (séquence complète) Set ostéotomes, droits, convexes (séquence complète) Set ostéotomes, droits, concaves (séquence complète)	OSTECX_SET OSTECC_SET OSTSCX_SET OSTSCC_SET
	Instrument universel de chirurgie Instrument universel de chirurgie	INUSI1
	Extension de mandrin trilobée Inox Grade médical Extension de mandrin trilobée	INEXMOST
	Mandrin de vissage trilobé Inox Grade médical Mandrin de vissage trilobé Axiom® BL	OPMVTOST
	Kit instrument universel de chirurgie (et 2 accessoires) Contient : - 1 instrument universelle de chirurgie - 1 extension de mandrin trilobée - 1 mandrin de vissage trilobé Axiom® BL	INUSI

BUTÉES POUR FORETS		RÉFÉRENCES
	Butées pour forets Ti-6Al-4V ELI	
	Butées forets S Ø 2.0 / Ø 2.4 / Ø 3.0 mm Pour implant 6.5 mm Pour implant 8 mm Pour implant 10 mm	OPB3006C OPB3008C OPB3010C
	Butées forets L Ø 2.0 / Ø 2.4 / Ø 3.0 mm Pour implant 6.5 mm Pour implant 8 mm Pour implant 10 mm Pour implant 12 mm Pour implant 14 mm Pour implant 16 mm Pour implant 18 mm	OPB3006L OPB3008L OPB3010L OPB3012L OPB3014L OPB3016L OPB3018L
	Butées forets S Ø 3.6 mm Pour implant 6.5 mm Pour implant 8 mm Pour implant 10 mm	OPB3606C OPB3608C OPB3610C
	Butées forets L Ø 3.6 mm Pour implant 6.5 mm Pour implant 8 mm Pour implant 10 mm Pour implant 12 mm Pour implant 14 mm Pour implant 16 mm Pour implant 18 mm	OPB3606L OPB3608L OPB3610L OPB3612L OPB3614L OPB3616L OPB3618L
	Butées forets S Ø 4.2 mm Pour implant 6.5 mm Pour implant 8 mm Pour implant 10 mm	OPB4206C OPB4208C OPB4210C
	Butées forets L Ø 4.2 mm Pour implant 6.5 mm Pour implant 8 mm Pour implant 10 mm Pour implant 12 mm Pour implant 14 mm	OPB4206L OPB4208L OPB4210L OPB4212L OPB4214L
	Butées forets S Ø 4.8 mm Pour implant 6.5 mm Pour implant 8 mm Pour implant 10 mm	OPB4806C OPB4808C OPB4810C
	Butées forets L Ø 4.8 mm Pour implant 6.5 mm Pour implant 8 mm Pour implant 10 mm Pour implant 12 mm Pour implant 14 mm	OPB4806L OPB4808L OPB4810L OPB4812L OPB4814L
	Butées forets S Ø 5.4 mm Pour implant 6.5 mm Pour implant 8 mm Pour implant 10 mm	OPB5406C OPB5408C OPB5410C
	Butées forets S Ø 6.0 mm Pour implant 6.5 mm Pour implant 8 mm Pour implant 10 mm	OPB6006C OPB6008C OPB6010C

D. TROUSSES

TROUSSE DE CHIRURGIE AXIOM® MULTI LEVEL® (Ø3.4 À Ø5.2)		RÉFÉRENCES
	Trousse de chirurgie Axiom® Multi Level® Contient: - 6 forets L , 6 forets S et 1 foret pointeur - 4 tarauds - 6 jauges - 1 clé manuelle de chirurgie - 2 mandrins de vissage implant Axiom® BL (court et long) - 2 clés de vissage implant Axiom® BL (courte et longue) - 2 mandrins de vissage implant Axiom® TL (court et long) - 2 clés de vissage implant Axiom® TL (courte et longue) - 1 clé à cliquet non dynamométrique - 1 extension de mandrin	INMODOPS3

TROUSSE DE CHIRURGIE AXIOM® MULTI LEVEL® (Ø3.4 À Ø6.4)		RÉFÉRENCES
	Trousse de chirurgie Axiom® Multi Level® L Contient: - 6 forets L, 8 forets S et 1 foret pointeur - 4 tarauds - 6 jauges - 1 clé manuelle de chirurgie - 2 mandrins de vissage implant Axiom® BL (court et long) - 2 clés de vissage implant Axiom® BL (courte et longue) - 2 mandrins de vissage implant Axiom® TL (court et long) - 2 clés de vissage implant Axiom® TL (courte et longue) - 1 clé à cliquet non dynamométrique - 1 extension de mandrin	INMODOPS3L

TROUSSES COMPLÉMENTAIRES		RÉFÉRENCES
-	Trousse de chirurgie Axiom® Multi Level® vide	INMODOPS3V
-	Trousse de chirurgie Axiom® Multi Level® L vide	INMODOPS3LV
	Kit de mise à jour OPS3 → OPS3L Contient: - 1 trousse de chirurgie Axiom® Multi Level® L vide - 1 foret étagé Ø4,8 / 5,4 S - 1 foret étagé Ø5,4 / 6,0 S	PACKUOPS3L

KITS DE BUTÉES		RÉFÉRENCES
	Trousse de butées de forets S et L Trousse 36 butées Trousse de butée L Trousse 42 butées Trousse de butées vide Trousse de butées L vide	INKITOPDS INKITOPDSL INKITOPDSV INKITOPDSLV

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

 Anthogyr
2 237, Avenue André Lasquin
74700 Sallanches - France
Tél. +33 (0)4 50 58 02 37
www.anthogyr.com

CE₀₄₅₉

Crédits photos : Anthogyr - Tous droits réservés - Photos non contractuelles

Dispositifs médicaux à destination des professionnels de la médecine dentaire – Non remboursés par la Sécurité Sociale –
Classe I, IIa et IIb – CE₀₄₅₉
Organisme notifié : GMED – Fabricant : Anthogyr. Lire attentivement les instructions figurant dans les notices et manuels
d'utilisation.

Date de mise sur le marché : 2021-03

Date de validation 2022-10

AXIOM-X3C_NOT_C