

ANTHOGYR
2 237, Av. André Lasquin
74700 Sallanches - France
Phone : +33(0)4 50 58 02 37
Fax : +33(0)4 50 93 78 60
www.anthogyr.com
Email : sales@anthogyr.com
Edition : 2015-01
REF. 0630PLA_NOT_ID



Perangkat medis yang sesuai dengan Arahan Eropa 93/42/EEC.



Perhatian: Lihat petunjuk yang disertakan; Bahaya.



Baca petunjuk penggunaan.



Jangan gunakan ulang.



Tidak steril.



Sterilisasi dengan autoklaf tanpa pengemasan pada suhu tertentu.



Referensi katalog.



Nomor batch.



Jangan gunakan bila kemasan rusak.



Simpan di tempat kering dengan kelembapan antara 30% dan 70%.



Jauhkan dari cahaya.



Produsen.



Tanggal produksi



Undang-undang Federal AS membatasi perangkat ini untuk dijual oleh atau atas perintah dokter gigi yang berwenang.



Sesuai dengan norma dan standar di Rusia.

Sistem Pelekatan LOCATOR®

TERMASUK

Pelekatan LOCATOR® khusus, komponen pemulihan, komponen dan instrumen laboratorium gigi.

Penting: Dokumen ini berisi Petunjuk Penggunaan terbaru. Harap baca dan simpan.

DESKRIPSI

Engsel universal, pelekatan lentur untuk

implan endosseous AXIOM® REG atau AXIOM® PX.

INDIKASI

Sistem Pelekatan Implan LOCATOR® dirancang untuk digunakan dengan overdenture atau gigi tiruan sebagian, yang disimpan secara keseluruhan atau sebagian, oleh implan AXIOM® REG atau AXIOM® PX pada mandibula atau maksila.

KONTRAINDIKASI

Tidak cocok untuk tempat yang memerlukan sambungan yang kaku. Penggunaan implan tunggal dengan perbedaan lebih dari 20 derajat dari arah vertikal tidak disarankan.

PERHATIAN



Undang-undang Federal (AS) membatasi perangkat ini untuk dijual oleh atau atas perintah dokter gigi yang berwenang.

PERINGATAN, PENCEGAHAN, & PETUNJUK PENGGUNAAN

Sistem Pelekatan LOCATOR® belum dievaluasi untuk keamanan dan kompatibilitas pada lingkungan MR. Sistem Pelekatan LOCATOR® belum diuji terhadap panas atau migrasi pada lingkungan MR.

PERANGKAT SEKALI-PAKAI

Sistem Pelekatan LOCATOR® merupakan perangkat sekali-pakai. Perangkat sekali-pakai tidak boleh digunakan kembali dan tidak disterilkan kembali (berisiko terkena kontaminasi dan risiko perubahan permukaan fungsional)

Jika digunakan kembali, Anthogyr tidak dapat menjamin fungsi atau keamanan produk. Anthogyr tidak bertanggung jawab atas komponen yang disterilkan kembali oleh pengguna.

STERILISASI



Semua komponen dan instrumen disediakan **TIDAK STERIL**. Sambungan dan instrumen titanium dapat disterilkan dengan sterilisasi Autoclave atau Dry Heat menggunakan parameter berikut:

1. Sterilisasi Autoclave menggunakan 121° C (250 ° F), (15-20 psig di permukaan laut), selama minimal 20 menit.
2. Sterilisasi Dry Heat menggunakan 170° C

(338° F) selama minimal 2 jam.

Nylon males dapat disterilkan/didesinfeksi menggunakan pensteril kimia cair. Demi memastikan nylon males disterilkan/didesinfeksi (semua mikroorganisme termasuk spora Clostridium sporogenes dan Bacillus subtilis dihilangkan), nylon males harus direndam selama minimal 3 jam di pensteril cair pada suhu ruang.

PROSEDUR PROSTETIK DAN PETUNJUK TEKNIS

Dengan menggunakan kunci pas torsi yang dikalibrasi, kencangkan Sambungan Locator menjadi 25 Ncm



Peringatan: Penggunaan nilai torsi yang lebih tinggi dari yang direkomendasikan di atas dapat menyebabkan fraktur Sambungan LOCATOR® dan/atau implan.

Petunjuk Teknis untuk Sistem Pelekatan LOCATOR®, tersedia dari manufaktur atau distributor Anda. Ini juga tersedia secara online di www.zestanchors.com.

Instruksi tersebut tidak cukup untuk implanisasi bebas risiko implan AXIOM® REG dan AXIOM® PX. Anda harus benar-benar mengikuti instruksi petunjuk bedah "panduan pengguna AXIOM® REG dan AXIOM® PX". Dokumen ini disertakan dalam setiap alat bedah. Dokumen ini tersedia di www.anthogyr.com atau cukup dengan meminta dokumen tersebut dari Anthogyr melalui kontak di atas.