



Anthogyr

2 237, Av. André Lasquin
74700 Sallanches - France
Phone : +33(0)4 50 58 02 37
Fax : +33(0)4 50 93 78 60

www.anthogyr.com

Email :

contact@anthogyr.com

Edition : A02

REF. 063EMBASE-C_NOT_LT



Medicininis įtaisas, atitinkantis
Europos direktyvą 93/42/EEB.



Įspėjimas: būtina perskaityti pridedamas
instrukcijas Pavojus



Nenaudoti pakartotinai



Nesterilus



Sterilizavimas autoklave (temperatūra
nurodyta), išėmus iš pakuotės



Kodas kataloge



Partijos kodas



Nenaudoti, jei pakuotė pažeista



Gamintojas



Pagaminimo data



Pagal JAV federalinį įstatymą šių įtaisų p
ardavimas ribojamas, jų įsigyti galima
tik iš įgaliotųjų odontologų arba pagal jų
receptus.



Atitinka Rusijoje galiojančius teisės aktus ir
standartus.



Sukimo momentas

Aprašymas

CEREC® tinkamos atramos, išvardytos toliau
pateiktoje lentelėje, skirtos individualiajai
protezinei restauracijai ant implantų
„Axiom® TL“ ir „Axiom® BL“. Vainikinė jų dalis
tinkama skaitmeniniam modeliavimui ir
apdirbimui naudojant „Dentsply SIRONA®
CEREC®“.

Galutinis protezavimo varžtas tiekiamas su
atrama.

Gamai „Axiom® BL“ skirtos atramos yra
ištraukiamojo tipo.

Indikacijos

Vientisos restauracijos prisukamos ant
implantų „Axiom® TL“ ir „Axiom® BL“.

Kontraindikacijos

Alergija titanui Ti6Al4V-ELI.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Šiuos kompozitus gali taikyti tik implantologo
kvalifikaciją turintys odontologai.

Prietaisai skirti vienkartiniam naudojimui:
nenaudokite ir nesterilizuokite pakartotinai.
Kyla užteršimo ir funkcinų paviršių
pažeidimo rizika.

Protezavimo kompozitai turi būti pritvirtinti
taip, kad būtų išvengta jų įkvėpimo ar
nurijimo intraoralinio taikymo metu.



Atramos neturi būti šlifuojamos jas
priderinant (nei prie dantenų, nei
vainiko dalyje), nes taip kyla pavojus, kad jos
taps neatsparios mechaniniam poveikiui.

Galimas tik vainiko dalies smėliavimas
korundu (Al₂O₃), kurio dalelių matmenys
yra nuo 50 iki 125 µm, naudojant 2–4 barų
slėgį, jei naudoti smėliavimą numato
adhezyvo gamintojas.

Varžtai M1.6 OPTS160 ir TS160 turi būti
naudojami tik protezinei restauracijai
tvirtinti ant burnoje esančio implanto.

Nesilaikant šiose instrukcijose aprašytų
procedūrų gali kilti viena ar iškart kelios
komplikacijos:

- implanto, protezavimo kompozitų ar kitų
kompozitų pažeidimas;
- protezo kompozito ar kitų kompozitų
klibėjimas;
- netinkama galutinė restauracija;
- kramtymo funkcijos sutrikimas;
- implanto atmetimas.

Valymas ir sterilizavimas



Perskaitykite restauracijos medžiagų
(antstato ir adhezyvo) gamintojų
rekomendacijas dėl jų suderinamumo su
sterilizavimo priemonėmis.

Kompozitai tiekiami **NESTERILŪS**. Jie turi būti
valomi ir sterilizuojami laikantis valymo ir
sterilizavimo instrukcijų, prieinamų svetainėje
ifu.anthogyr.com (paieškos kodas, pavyzdžiui, TBASEC-N-
S); taip pat instrukcijas galima gauti tiesiai iš
bendrovės „Anthogyr“, kreipiantis toliau
nurodytu adresu.

Naudojimo instrukcijos

➔ Atramą burnoje prisukite atitinkamu
titaniniu varžtu M1.6 (OPTS161, skirtu „Axiom® BL“, ir
TS161, skirtu „Axiom® TL“).

➔ Padarykite atspaudą, uždėję DENTSPLY
SIRONA® nuskaitymo elementą (dydis
apibrėžtas toliau pateiktoje lentelėje) ant
galvutės.

➔ Sumodeliuokite restauraciją.

➔ Perskaitykite restauracijos medžiagų
gamintojų rekomendacijas dėl
mažiausio antstato storio.

	CEREC® tinkamos atramos kodas	Paveikslėlis	Galutinis protezavimo varžtas (tiekiamas su atrama)	DENTSPLY SIRONA® nuskaitymo elemento / blokelių dydis	Atskaitos platformos pasirinkimas CEREC® programinėje įrangoje (pagal v.4.5.2)
AXIOM® BL	OPBASE-C501-L			L matmuo	Dentsply Sirona Others NB RS 4.3
	OPBASE-C502-L				
	OPBASE-C503-L				
AXIOM® TL	TBASEC-N-S			S matmuo	CAMLOG 3.3
	TBASEC-R-L			L matmuo	Dentsply Sirona Others NB RS 4.3

➔ Išfrezuokite restauraciją iš blokelio (dydis apibrėžtas toliau pateiktoje lentelėje).

➔ Pricementuokite antstatą ant atramos.



Perskaitykite adhezyvų gamintojų rekomendacijas, susijusias su cementavimo procedūra.

Antstatui iš cirkonio cementuoti „Anthogyr“ rekomenduoja naudoti šiuos adhezyvus: IVOCLAR VIVADENT, gaminamą MULTILINK AUTOMIX, arba KURARAY DENTAL, gaminamą PANAIA™ F2.0.

➔ Išvalykite ir sterilizuokite protezinę restauraciją ir galutinį protezinį varžtą.

➔ Prisukite protezinę restauraciją ant implantato atitinkamu galutiniu proteziniu varžtu 25 N.cm, naudodami dinamometrinį instrumentą INCCD arba TORQ CONTROL®.

➔ Užsandarinkite prieigos angą pripildymo medžiaga, prieš tai apsaugoję varžto galvutę.

Patikimumas, atsakomybė

Kai mes neprižiūrime, ar tinkamai elgiatės su šiuo gaminiu ir ar tinkamai jį naudojate, visa atsakomybė tenka jums.

Bendrovė „Anthogyr“ nepisiima jokios atsakomybės už nesėkmingus klinikinius atvejus, jei jų pasitaiko nesilaikant prieš tai aprašytų procedūrų.

Informacija pacientams

Pacientas įsipareigoja neatsisakyti reguliarios medicininės priežiūros ir kreiptis į savo gydytoją, jei protezinės rekonstrukcijos ypatybės netikėtai pakinta. Reikia atkreipti paciento dėmesį į tai, kad reguliari burnos ertmės higiena yra būtina.

Bendrovė „Anthogyr“ dėkoja jums už pasitikėjimą ir yra visada pasirengusi suteikti papildomos informacijos.